



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
Email: volk@volk.com



EU képviselő:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Németország
E-mail: info@riester.de
Telefon: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Egyszer használatos binokuláris indirekt oftalmoszkóp (BIO) lencsék

- STERIL. ETILÉN-OXID GÁZZAL STERILIZÁLVA.
- KIZÁRÓLAG EGYSZERI HASZNÁLATRA.
- NE HASZNÁLJA, HA A CSOMAGOLÁS FEL VAN NYITVA VAGY SÉRÜLT.
- AZ USA SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYE EZT AZ ESZKÖZT CSAK ORVOS VAGY ORVOSI RENDELÉSRE LEHET FORGALMAZNI.

MAGYAR (HU): HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI JAVALLATOK

A Volk®1 egyszer használatos binokuláris indirekt oftalmoszkóp (BIO) lencsék az emberi retina (fundus) vizualizálására és lézerterápiájára javallottak binokuláris indirekt oftalmoszkóp segítségével.

SPECIFIKÁCIÓK

Termék	Termékkód	Nagyítás	Látómező	Lézerfolt nagyítási tényező	Munkatávolság	Tükröződésálló lézeres bevonat
Volk®1 Egyszer használatos 20D	V20LCD	3,13	45° / 58°	0,32	47 mm	Igen
Volk®1 egyszer használatos 28D	V28LCD	2,27	54° / 70°	0,44	30 mm	Igen



FIGYELMEZTETÉSEK

1. Használat előtt ne mérje a készüléket fertőtlenítőszerbe.
2. Vizsgálja meg az eszköz(öke)t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e rajta sérülések (pl. csorbulás, karcolás stb.). Ne használja és ne javítsa meg az eszközt, ha sérült.
3. Vizsgálja meg az optikai felületet (felületeket), hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e rajta sérülések (pl. csorbulások, karcolások stb.). Ne használja és ne javítsa meg a sérült eszközt.
4. AZ ESZKÖZZEL KAPCSOLATOSAN TÖRTÉNT BÁRMELY SÚLYOS ESEMÉNYT JELENTENI KELL A GYÁRTÓNAK ÉS A FELHASZNÁLÓ ÉS/VAGY A PÁCIENS SZÉKHELYE SZERINT TALÁLHATÓ TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGÁNAK.



ÖVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne próbálja meg használni a Volk®1 egyszer használatos binokuláris indirekt oftalmoszkóp (BIO) lencsét a használati utasítás teljes elolvasása és megértése előtt.
2. Kizárólag engedéllyel rendelkező orvos használhatja, más indirekt képalkotású szemészeti, érintkezésmentes diagnosztikai és lézersebészeti lencsékkel összhangban.
3. A steril csomagolást és a lencsét használat előtt ellenőrizni kell.
4. A Volk®1 egyszer használatos binokuláris indirekt oftalmoszkóp (BIO) lencséje kizárólag egyetlen betegen történő használatra készült.
5. Ne sterilizálja újra és ne használja fel újra.
6. Ez az eszköz kizárólag egyszeri használatra van csomagolva és sterilizálva. Ne használja fel újra, ne dolgozza fel újra és ne sterilizálja újra. Az újrafelhasználás, újrafeldolgozás vagy újraszterilizálás szennyeződés kockázatát okozhatja és/vagy a beteg fertőzését vagy keresztfertőzését okozhatja, beleértve, de nem kizárólagosan, a fertőző betegség(ek) egyik betegről a másikra történő átvitelét. Az eszköz szennyeződése a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

LEJÁRATI IDŐ

Használja fel a készüléket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő előtt.

JAVASOLT HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye ki a lencsét a csomagolásából, és helyezze steril munkaterületre.
2. A készüléket csak a markolatgyűrűnél fogva fogja meg, hogy elkerülje a lencse optikai felületeivel való érintkezést.
3. A Volk BBAR tükröződésmentes lézerbevonata diagnosztikai képalkotásra, valamint látható és közeli infravörös hullámhosszú lézeres eljárásokra (pl. argon és dióda) van optimalizálva.
4. A kezelési területen a pontméret kiszámításakor a lézerpont beállítását meg kell szorozni a megfelelő lézer nagyítási tényezővel. A használt lencséhez tartozó megfelelő lézer nagyítási tényező megtalálásához lásd a specifikációs táblázatot.

TÁROLÁS

Az eszközöket szobahőmérsékleten kell tárolni. A steril eszközöket olyan helyen kell tárolni, amely védve van a sterilítés elvesztésétől.

A KÉSZÜLÉK ELDOBÁSA

A termék jogellenes módon történő ártalmatlanítása negatív hatással lehet az emberi egészségre és a környezetre. Ne dobja ki a lencsét válogatatlanul kommunális hulladékként. A termék ártalmatlanításakor kérjük, kövesse az Ön területére vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelő eljárást.



Etilén-oxiddal sterilizálva



Ne használja újra



A fontos figyelmeztetésekért tekintse meg a használati utasítást



Ne használja, ha a csomagolás sérült vagy nyitott



Lejárati idő



Tételszám



Hivatkozási szám



Gyártó



Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben



Orvosi eszköz