



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, ASV
Tālr.: 440-942-6161
Fakss: 440-942-2257
E-pasts: volk@volk.com



ES pārstāvis:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Vācija
E-pasts: info@riester.de
Tālrunis: +49 74 77 / 92 70-0
Fakss: +49 74 77 / 92 70-70



Volk® 1 binokulārā netiešā oftalmoskopa (BIO) lēcas vienreizējai lietošanai

- STERILS PRODUKTS. STERILIZĒTS AR ETILĒNA OKSĪDA GĀZI.
- TIKAI VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI.
- NELIETOT, JA IEPAKOJUMS IR ATVĒRTS VAI BOJĀTS.
- ASV FEDERĀLIE LIKUMI IEROBEŽO ŠIS IERĪCES PĀRDOŠANU — TO DRĪKST PĀRDOT TIKAI AR ĀRSTA NORĀDĪJUMU VAI PĒC VIŅA PASŪTJUMA.

LATVIEŠU (LV): LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NORĀDES LIETOŠANAI

Volk®1 binokulārās netiešās oftalmoskopa (BIO) lēcas vienreizējai lietošanai ir paredzētas cilvēka tīklenes (fundusa) vizualizācijai un lāzerterapijai, izmantojot binokulāro netiešo oftalmoskopu.

SPECIFIKĀCIJAS

Produkts	Produkta kods	Palielinājums	Redzeslauks	Lāzera slāņa palielinājuma koeficients	Darba attālums	Neatstarojošs lāzera pārklājums
Volk®1 20D lēca vienreizējai lietošanai	V20LCD	3,13	45° / 58°	0,32	47 mm	Jā
Volk®1 28D lēca vienreizējai lietošanai	V28LCD	2,27	54° / 70°	0,44	30 mm	Jā



BRĪDINĀJUMI

1. Nepieļaujiet ierīces iegremdšanu dezinfekcijas produktā pirms lietošanas.
2. Pārbaudiet ierīci(-es), lai pārliecinātos, ka nav nekādu bojājumu (piemēram, plaisu, skrāpējumu utt.). Nelietojiet un neremontējiet ierīci, ja tā ir bojāta.
3. Pārbaudiet optisko(-ās) virsmu(-as), lai pārliecinātos, ka nav nekādu bojājumu (piemēram, plaisu, skrāpējumu utt.). Nelietojiet un neremontējiet ierīci, ja tā ir bojāta.
4. PAR JEBKURU NOPIETNU INCIDENTU, KAS NOTICIS SAISTĪBĀ AR IERĪCI, JĀZIŅO RAŽOTĀJAM UN TĀS DALĪBVALSTS KOMPETENTAJAI IESTĀDEI, KURĀ LIETOTĀJS UN/VAI PACIENTS IR REĢISTRĒTS.



PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Lūdzu, nelietojiet Volk®1 binokulārās netiešās oftalmoskopa (BIO) lēcas vienreizējai lietošanai, pirms izlasīsit un pilnībā izpratīsit lietošanas norādījumus.
2. Šo lēcu drīkst lietot tikai sertificēts ārsts, ievērojot metodi, kas atbilst citu netiešo attēlveidošanas oftalmoloģisko lāzerterapijas un diagnostikas lēcu lietošanas standartiem.
3. Pirms lietošanas jāpārliecinās par iepakojuma un lēcas sterilitāti.
4. Volk®1 binokulārā netiešā oftalmoskopa (BIO) lēca vienreizējai lietošanai ir paredzēta tikai vienam pacientam.
5. Produktu nav paredzēts izmantot atkārtoti, nedrīkst atkārtoti sterilizēt.
6. Šī ierīce ir iepakota un sterilizēta tikai vienreizējai lietošanai. Produktu nav paredzēts izmantot vai pārstrādāt atkārtoti, nedrīkst atkārtoti sterilizēt. Atkārtota ierīces lietošana, pārstrāde vai sterilizācija var radīt piesārņojuma, inficēšanās vai krusteniskas infekcijas risku, tostarp infekcijas slimību nodošanu citiem pacientiem. Ierīces piesārņojums var izraisīt pacienta traumu, saslimšanu vai nāvi.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Ierīci drīkst lietot tikai līdz iepakojumā norādītajam derīguma termiņa beigu datumam.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

1. Izņemiet lēcu no iepakojuma un novietojiet to sterilā darba vidē.
2. Ierīci turiet tikai pie turēšanas gredzena, lai izvairītos no kontakta ar lēcas optiskajām virsmām.
3. Volk BBAR neatstarojošs lāzera pārklājums ir optimizēts diagnostiskajai attēlveidošanai, kā arī lāzerprocedūrām redzamajā un tuvu infrasarkanajā viļņu diapazonā (piemēram, ar argona un diodes lāzeru).
4. Aprēķinot vietas izmēru, lāzera punkta iestatījums jāreizina ar atbilstošo lāzera palielinājuma koeficientu. Lai atrastu lāzera palielinājuma koeficientu, kas atbilst izmantotajai lēcai, skatiet Specifikāciju tabulu.

UZGLABĀŠANA

Ierīces jāuzglabā istabas temperatūrā. Sterīlie instrumenti jāuzglabā vietā, kas nodrošina aizsardzību pret sterilitātes zudumu.

IERĪCES UTILIZĀCIJA

Šī produkta nelikumīga utilizācija var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību un vidi. Lēcas nedrīkst utilizēt kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Šī izstrādājuma utilizācija jāveic saskaņā ar attiecīgās teritorijas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.



Sterilizēts, izmantojot etilēnoksidu



Nelietot atkārtoti



Lai iegūtu svarīgu informāciju, skatiet lietošanas instrukciju



Nelietot, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts



Derīguma termiņš



Partijas numurs



Atsauces numurs



Ražotājs



Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā



Medicīnas ierīce

Bezmaksas tālr.: 800-345-8655 (ASV) **Tālr.:** 440-942-6161 **Fakss:** 440-942-2257 **E-pasts:** volk@volk.com