



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, USA
Telefon: 440-942-6161
Faks: 440-942-2257
E-post: volk@volk.com



EU-representant:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Tyskland
E-post: info@riester.de
Telefon: +49 74 77 / 92 70-0
Faks: +49 74 77 / 92 70-70



2797

Volk®1 binokulære, indirekte oftalmoskoplinsler (BIO) til engangsbruk

- STERIL. STERILISERT MED ETYLENOKSIDGASS.
- KUN TIL ENGANGSBRUK.
- MÅ IKKE BRUKES HVIS PAKNINGEN ER ÅPEN ELLER SKADET.
- FØDERAL LOV (USA) BEGRENSER DENNE ENHETEN TIL SALG AV ELLER ETTER ORDRE FRA EN LEGE.

NORSK (NO): BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUKSOMRÅDE

Volk®1 binokulære, indirekte oftalmoskoplinsler (BIO) til engangsbruk er beregnet for visualisering og laserbehandling av den menneskelige netthinnen (fundus) ved bruk av et binokulært indirekte oftalmoskop.

SPESIFIKASJONER

Produkt	Produktkode	Forstørrelse	Synsfelt	Laserforstørrelsesfaktor	Arbeidsavstand	Antirefleks laserbelegg
Volk®1 Engangsbruk 20D	V20LCD	3.13	45° / 58°	0.32	47 mm	Ja
Volk®1 Engangsbruk 28D	V28LCD	2.27	54° / 70°	0.44	30 mm	Ja



ADVARSLER

- Ikke senk enheten ned i et dekontaminerende produkt før bruk.
- Kontroller at enheten(e) ikke er skadet (f.eks. flis, riper osv.). Ikke bruk eller reparer enheten hvis den er skadet.
- Kontroller at de optiske overflatene ikke er skadet (f.eks. flis, riper osv.). Ikke bruk eller reparer enheten hvis den er skadet.
- ENHVER ALVORLIG HENDELSE SOM HAR OPPSTÅTT I FORBINDELSE MED ENHETEN, SKAL RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN OG DEN KOMPETENTE MYNDIGHETEN I DEN MEDLEMSSTATEN DER BRUKEREN OG/ELLER PASIENTEN ER ETABLERT.



FORHOLDSREGLER

- Ikke prøv å bruke Volk®1 binokulær indirekte oftalmoskoplinsle (BIO) til engangsbruk før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.
- Skal brukes av en autorisert lege på samme måte som andre indirekte oftalmologiske linsler uten kontakt for diagnostikk og laserkirurgi.
- Den sterile emballasjen og linsen skal inspiseres før bruk.
- Volk®1 Binokulær indirekte oftalmoskoplinsle (BIO) til engangsbruk er kun beregnet til bruk på én pasient.
- Må ikke resteriliseres og brukes på nytt.
- Denne enheten er pakket og sterilisert kun for engangsbruk. Må ikke gjenbrukes, reposseseres eller resteriliseres. Gjenbruk, repossesering eller resterilisering kan medføre risiko for kontaminering og/eller forårsake pasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av infeksjonssykdom(mer) fra én pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan føre til skade, sykdom eller død hos pasienten.

UTLØPSDATO

Bruk enheten før utløpsdatoen på pakningsetiketten.

FORSLAG TIL BRUKSANVISNING

- Ta linsen ut av emballasjen, og plasser den i et sterilt arbeidsområde.
- Håndter enheten kun i gripeområdet for å unngå kontakt med de optiske overflatene på linsen.
- Volks BBAR Anti-Reflective Laser Coating er optimalisert for diagnostisk avbildning, samt laserprosedyrer med synlig og nær-infrarød bølgelengde (f.eks. argon og diode).
- Når du beregner flekkestørrelsen på behandlingsstedet, skal laserflekkinnstillingen multipliseres med den aktuelle laserforstørrelsesfaktoren. Se spesifikasjonstabellen for å finne riktig laserforstørrelsesfaktor for linsen som brukes.

OPPBEVARING

Utstyret skal oppbevares ved romtemperatur. Sterile instrumenter skal oppbevares i et område som gir beskyttelse mot tap av sterilitet.

AVHENDING AV ENHETER

Ulovlig avhending av dette produktet kan ha en negativ innvirkning på menneskers helse og på miljøet. Ikke kast objektivet som uortert kommunalt avfall. Når du kasserer dette produktet, må du følge prosedyren som er i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder i ditt område.



Sterilisert ved hjelp av etylenoksid



Ikke bruk på nytt



Se bruksanvisningen for viktig informasjon om forsiktighetsregler



Må ikke brukes hvis pakken er skadet eller åpen



Utløpsdato



Partienummer



Referansenummer



Produsent



Autorisert representant i Det europeiske fellesskap



Medisinsk utstyr