



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tlf: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com



EU-repræsentant:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Tyskland
E-mail: info@riester.de
Telefon: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Single Use Binocular Indirect Ophthalmoscope (BIO) Lenses

- STERIL. STERILISERET MED ETHYLENOXIDGAS.
- KUN TIL ENGANGSBRUG.
- MÅ IKKE ANVENDES, HVIS PAKKEN ER ÅBEN ELLER BESKADIGET.
- FØDERAL LOVGIVNING (USA) FORBYDER, AT DENNE ENHED SÆLGES AF ELLER PÅ ORDRE AF EN LÆGE.

DANSK (DA): BRUGSVEJLEDNING

ANVENDELSESOMRÅDER

Volk®1 Single Use Binocular Indirect Ophthalmoscope (BIO) Lenses er beregnet til visualisering og laserbehandling af den menneskelige nethinde (fundus) ved brug af et binokulært indirekte oftalmoskop.

SPECIFIKATIONER

Produkt	Produktkode	Forstørrelse	Synsfelt	Laserspot-forstørrelsesfaktor	Arbejdsafstand	Antireflekterende laserbelægning
Volk®1 Single Use 20D	V20LCD	3.13	45° / 58°	0.32	47 mm	Ja
Volk®1 Single Use 28D	V28LCD	2.27	54° / 70°	0.44	30 mm	Ja



ADVARSLER

1. Nedsæk ikke enheden i et dekontaminerende produkt inden brug.
2. Undersøg enheden(erne) for at sikre, at den ikke er beskadiget (f.eks. revner, ridser osv.) Enheden må ikke bruges eller repareres, hvis den er beskadiget.
3. Undersøg den/de optiske overflade(r) for at sikre, at den ikke har nogen skader (f.eks. revner, ridser osv.) Enheden må ikke bruges eller repareres, hvis den er beskadiget.
4. ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED ENHEDEN SKAL RAPPORTERES TIL FABRIKANTEN OG DEN KOMPETENTE MYNDIGHED I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR BRUGEREN OG/ELLER PATIENTEN BOR.



FORHOLDSREGLER

1. Forsøg ikke at bruge Volk®1 Single Use Binocular Indirect Ophthalmoscope (BIO) Lens, før du fuldstændig har læst og forstået denne brugsvejledning.
2. Må anvendes af en licenseret læge på en måde, der er i overensstemmelse med andre linser til et diagnostisk binokulært indirekte oftalmoskop og linser til laserkirurgi.
3. Den sterile emballage og linsen skal undersøges inden brug.
4. Volk®1 Single Use Binocular Indirect Ophthalmoscope (BIO) Lens er kun beregnet til brug på én patient.
5. Må ikke steriliseres igen og genbruges.
6. Denne enhed er kun emballeret og steriliseret til engangsbrug. Må ikke genbruges, genoparbejdes eller steriliseres igen. Genbrug, genoparbejdning eller sterilisering igen kan skabe en risiko for kontaminering og/eller forårsage infektion hos patienten eller krydsinfektion, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsom(me) sygdom(me) fra én patient til en anden. Kontaminering af enheden kan føre til patientens tilskadekomst, sygdom eller død.

UDLØBSDATO

Brug enheden inden udløbsdatoen på emballagens mærkat.

ANBEFALET BRUGSANVISNING

1. Tag linsen ud af emballagen og læg den på et sterilt arbejdsområde.
2. Håndter udelukkende enheden i grebsringen for at undgå kontakt med linsens optiske overflader.
3. Volk's BBAR Anti-Reflective Laser Coating er optimeret til billediagnostik, samt synlige laserbehandlinger og laserbehandlinger med bølglængde i nær-infrarødt (f.eks. argon og diode).
4. Når punktets størrelse beregnes på behandlingsstedet, skal laserspot-indstillingen ganges med den relevante laserforstørrelsesfaktor. Se specifikationstabellen for at finde den relevante laserforstørrelsesfaktor for den linse, der bruges.

OPBEVARING

Enheder skal opbevares ved rumtemperatur. Sterile instrumenter skal opbevares på et sted, der beskytter mod tab af sterilitet.

BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN

Bortskaffelse af dette produkt på en ulovlig måde kan have en negativ effekt på menneskers helbred og på miljøet. Bortskaf ikke linsen som usorteret restaffald. Når dette produkt bortskaffes, skal den procedure anvendes, der overholder love og regler, der gælder i dit område.



Steriliseret med ethylenoxid



Må ikke genbruges



Se Brugsvejledningen for vigtige oplysninger om forholdsregler



Må ikke bruges, hvis emballage er beskadiget eller åben



Udløbsdato



Partinummer



Referencenummer



Fabrikant



Autoriseret repræsentant i EU



Medicinsk enhed

Toldfri: 800-345-8655 (USA) **Telefon:** 440-942-6161 **Fax:** 440-942-2257 **E-mail:** volk@volk.com