



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA (США)
Тел.: 440-942-6161
Факс: 440-942-2257
Адрес электронной почты:
volk@volk.com

EC REP

Представитель в ЕС:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Germany (Германия)
Эл. почта: info@riester.de
Тел.: +49 74 77 / 92 70-0
Факс: +49 74 77 / 92 70-70



Однодневные линзы Volk®1 для гониоскопии

- СТЕРИЛЬНО. СТЕРИЛИЗОВАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛЕНОКСИДА.
- ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА.
- СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ США ПРОДАЖА ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ РАЗРЕШЕНА ТОЛЬКО ВРАЧУ ИЛИ ПО ЗАКАЗУ ВРАЧА.

РУССКИЙ ЯЗЫК (RU): ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Однодневные линзы Volk®1 предназначены для использования в качестве диагностических контактных линз при обследовании глаза (включая переднюю камеру глаза, трабекулярную сеть, центральную и периферическую зоны сетчатки), а также при лечении внутриглазных патологий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие	Увеличение	Количество во зеркал	Коэффициент увеличения лазерного пятна	Антиотражающее лазерное покрытие
Однодневная 4-зеркальная линза Volk®1 для гониоскопии (V4MIRD)	1,00	4	1,00	Без покрытия
Однодневная 3-зеркальная линза Volk®1 для гониоскопии (V3MIRD)	1,00	3	1,00	Без покрытия
Однодневная SLT Volk®1 для гониоскопии (VSLTD)	1,00	1	1,00	Без покрытия



ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается перед использованием помещать изделие в дезинфицирующее вещество.
2. Осмотрите изделие (изделия) и убедитесь, что оно не имеет повреждений (например, сколы, царапины и т.д.). Не используйте и не ремонтируйте изделие, если оно повреждено.
3. Перед использованием осмотрите зеркальную поверхность (поверхности) и убедитесь, что на ней нет никаких повреждений (например, сколы, царапины и т.д.). Не используйте и не ремонтируйте изделие, если оно повреждено.
4. Обратите внимание, что линза VSLTD - единственная односторонняя линза Volk, одобренная для проведения процедур селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ).
5. Проверьте контактную поверхность (поверхности) и убедитесь, что на ней (на них) отсутствуют дефекты (например, сколы, царапины и т. п.). Запрещается использовать или восстанавливать поврежденное изделие.
6. ОБО ВСЕХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИЗДЕЛИЕМ, НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ И/ИЛИ ПАЦИЕНТУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И/ИЛИ ПАЦИЕНТ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещается использовать однодневные линзы Volk®1 для гониоскопии, не прочитав полностью и не усвоив эту инструкцию к применению.
2. Предназначены для использования лицензированными врачами по методу, подходящему для прочих офтальмоскопических прямых контактных лазерных и диагностических линз.
3. Перед использованием следует проверить стерильную упаковку и линзу.
4. Однодневные линзы Volk®1 для гониоскопии предназначены для использования только у одного пациента.
5. Запрещается повторная стерилизация и повторное использование.
6. Изделие упаковано и стерилизовано только для однократного применения. Запрещается повторно использовать, обрабатывать и повторно стерилизовать изделие. Повторное использование, обработка или повторная стерилизация может создать опасность заражения и/или повлечь за собой заражение или перекрестное заражение пациента, в том числе передачу инфекционного заболевания (заболеваний) от одного пациента к другому. Загрязнение изделия может привести к травмированию, заболеванию или смерти пациента.

СРОК ГОДНОСТИ

Используйте изделие до наступления даты окончания срока годности, указанной на упаковке.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Извлеките линзу из упаковки и поместите ее на стерильную рабочую поверхность.
2. Контактные линзы со стандартной контактной жидкостью требуют применения метилцеллюлозы или аналогичного вязкого контактного раствора на вогнутой контактирующей поверхности линзы (т. е. между роговицей и изделием).
3. При расчете размера пятна в зоне операции необходимо умножить размер лазерного пятна при регулировке на соответствующий коэффициент увеличения лазера. В таблице характеристик приведены соответствующие коэффициенты увеличения лазера для используемых линз.
4. При выполнении лазерных процедур направляйте лазер только на те участки зеркальной поверхности, которые не имеют повреждений. Не применяйте, если цель не может быть визуализирована через линзу.

ХРАНЕНИЕ

Изделия следует хранить при комнатной температуре. Стерильный инструмент следует хранить в местах, обеспечивающих сохранение стерильности.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация этого изделия с нарушением законных требований может оказать отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Запрещено утилизировать линзу вместе с несортируемыми бытовыми отходами. При утилизации этого изделия необходимо соблюдать законы и нормы, действующие в вашем регионе.



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA (США)
Тел.: 440-942-6161
Факс: 440-942-2257
Адрес электронной почты:
volk@volk.com

EC REP

Представитель в ЕС:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Germany (Германия)
Эл. почта: info@riester.de
Тел.: +49 74 77 / 92 70-0
Факс: +49 74 77 / 92 70-70



Стерилизовано с использованием этиленоксида.



Не подлежит повторной стерилизации.



Предостережения см. в Инструкции к применению.



Запрещается использовать изделие, если упаковка повреждена или вскрыта.



Дата окончания срока годности



Номер партии



Номер заказа



Производитель



Уполномоченный представитель компании в Европейском сообществе.



Медицинское устройство