



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, ASV
Tālr.: 440-942-6161
Fakss: 440-942-2257
E-pasts: volk@volk.com



ES pārstāvis:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Vācija
E-pasts: info@riester.de
Tālrunis: +49 74 77 / 92 70-0
Fakss: +49 74 77 / 92 70-70



Volk® 1 kontaktlēcas lāzerterapijai un diagnostikai (tieša saskare) vienreizējai lietošanai

- STERILS PRODUKTS. STERILIZĒTS AR ETILĒNA OKSĪDA GĀZI.
- TIKAI VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI.
- NELIETOT, JA IEPAKOJUMS IR ATVĒRTS VAI BOJĀTS.
- ASV FEDERĀLIE LIKUMI IEROBEŽO ŠIS IERĪCES PĀRDOŠANU — TO DRĪKST PĀRDOT TIKAI AR ĀRSTA NORĀDĪJUMU VAI PĒC VIŅA PASŪTJUMA.

LATVIEŠU (LV): LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NORĀDES LIETOŠANAI

Volk® kontaktlēcas vienreizējai lietošanai lāzerterapijai un diagnostikas procedūrām (tieša saskare) ir paredzētas un tiek izmantotas acu diagnostikā un terapijā.

SPECIFIKĀCIJAS

Produkts	Palielinājums	Lāzera slāņa palielinājuma koeficients	Pieejamie modeļi	Neatstarojošs lāzera pārklājums
Volk Capsulotomy (VCAPSD)	1,57	0,63	Standarta šķidrums	BBAR
Volk Iridotomija (VIRIDD)	1,70	0,58	Standarta šķidrums	BBAR

BRĪDINĀJUMI

1. Nepieļaujiet ierīces iegremdēšanu dezinfekcijas produktā pirms lietošanas.
2. Pārbaudiet ierīci(-es), lai pārliecinātos, ka nav nekādu bojājumu (piemēram, plaisu, skrāpējumu utt.). Nelietojiet un nerezmontējiet ierīci, ja tā ir bojāta.
3. Pārbaudiet saskares virsmu(-as), lai pārliecinātos, ka nav nekādu bojājumu (piemēram, plaisu, skrāpējumu utt.). Nelietojiet un nerezmontējiet ierīci, ja tā ir bojāta.
4. PAR JEBKURU NOPIETNU INCIDENTU, KAS NOTICIS SAISTĪBĀ AR IERĪCI, JĀZIŅO RAŽOTĀJAM UN TĀS DALĪBVALSTS KOMPETENTAJAI IESTĀDEI, KURĀ LIETOTĀJS UN/VAI PACIENTS IR REĢISTRĒTS.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Lūdzu, nelietojiet Volk kontaktlēcas vienreizējai lietošanai lāzerterapijai un diagnostikas procedūrām (tieša saskare), pirms izlasīsit un pilnībā izpratisiet lietošanas norādījumus.
2. Šo ierīci drīkst lietot tikai sertificēts ārsts, ievērojot metodes, kas atbilst tiešās attēlveidošanas oftalmoloģisko lāzerterapijas un diagnostikas lēcu lietošanas standartiem.
3. Pirms lietošanas jāpārliecinās par iepakojuma un lēcas sterilitāti.
4. Volk kontaktlēcas vienreizējai lietošanai lāzerterapijai un diagnostikas procedūrām (tieša saskare) ir paredzētas lietošanai tikai vienam pacientam.
5. Produktu nav paredzēts izmantot atkārtoti, nedrīkst atkārtoti sterilizēt.
6. Ši ierīce ir iepakota un sterilizēta tikai vienreizējai lietošanai. Produktu nav paredzēts izmantot vai pārstrādāt atkārtoti, nedrīkst atkārtoti sterilizēt. Atkārtota ierīces lietošana, pārstrāde vai sterilizācija var radīt piesārņojuma, inficēšanās vai krusteniskas infekcijas risku, tostarp infekcijas slimību nodošanu citiem pacientiem. Ierīces piesārņojums var izraisīt pacienta traumu, saslimšanu vai nāvi.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Ierīci drīkst lietot tikai līdz iepakojumā norādītajam derīguma termiņa beigu datumam.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

1. Izņemiet lēcu no iepakojuma un novietojiet to sterilā darba vidē.
2. Standarta kontaktlēcām, ko izmanto ar šķidrumu, nepieciešams uzklāt metilcelulozi vai citu līdzīgu viskozu starpslāņa šķidrumu uz ieliektās kontaktvirsmas (t.i., starp radzeni un ierīci).
3. Volk BBAR neatstarojošs lāzera pārklājums ir optimizēts diagnostiskajai attēlveidošanai, kā arī lāzerprocedūrām redzamajā un tuvu infrasarkanajā viļņu diapazonā (piemēram, ar argona un diodes lāzeru).
4. Aprēķinot vietas izmēru, lāzera punkta iestatījums jāreizina ar atbilstošo lāzera palielinājuma koeficientu. Skatiet Specifikāciju tabulu, lai atrastu izmantojamo lēcu atbilstošo lāzera palielinājuma koeficientu.

UZGLABĀŠANA

Ierīces jāuzglabā istabas temperatūrā. Sterīlie instrumenti jāuzglabā vietā, kas nodrošina aizsardzību pret sterilitātes zudumu.

IERĪCES UTILIZĀCIJA

Šī produkta nelikumīga utilizācija var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību un vidi. Neiznīciniet lēcas kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Atbrīvojoties no šī produkta, lūdzu, ievērojiet procedūru, kas atbilst jūsu reģionā piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.



Sterilizēts, izmantojot etilēnoksidu



Nelietot atkārtoti



Lai iegūtu svarīgu informāciju, skatiet lietošanas instrukciju



Nelietot, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts



Derīguma termiņš



Partijas numurs



Atsauces numurs



Ražotājs



Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā



Medicīnas ierīce

Bezmaksas tālr.: 800-345-8655 (ASV) **Tālr.:** 440-942-6161 **Fakss:** 440-942-2257 **E-pasts:** volk@volk.com