



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
Email: volk@volk.com



Rappresentante UE:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Germania
E-mail: info@riester.de
Telefono: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Lenti monouso per vitrectomia Volk®1

- STERILE. STERILIZZATO CON OSSIDO DI ETILENE.
- SOLO MONOUSO.
- NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È APERTA O DANNEGGIATA.
- LA LEGGE FEDERALE (USA) LIMITA LA VENDITA DEL DISPOSITIVO SOLO DA PARTE DI UN MEDICO O SU PRESCRIZIONE MEDICA.

ITALIANO (IT): ISTRUZIONI PER L'USO

DESTINAZIONI D'USO

Le lenti monouso per vitrectomia Volk®1 sono indicate per essere utilizzate come lenti a contatto diagnostiche per l'esame del fondo oculare e nella terapia di anomalie intraoculari. I dispositivi sono sistemi di lenti sterili, monouso, usa e getta.

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Codice prodotto	Ingrandimento	Campo visivo
Vitrectomia piatta monouso Volk®1	VFD	1,00x	36°
Vitrectomia ingrandimento monouso Volk®1 1,5x	VMD	1,50x	30°
Vitrectomia ampio campo Volk®1	VWFD	0,50x	48°
Vitrectomia prismatica monouso Volk®1 30°	V30PD	0,80x	33° (sfasatura 30°)
Vitrectomia biconcava monouso Volk®1	VBCD	1,00x	25°
Flat SSV monouso Volk®1	VFLATSSVD	0,92x	30°



AVVERTENZE

- Non immergere il dispositivo in un prodotto decontaminante prima dell'uso.
- Esaminare il/i prodotto/i per verificare che non vi siano danni (scheggiature, graffi, ecc.). Non utilizzare o riparare il prodotto se risulta danneggiato.
- Ispezionare la/le superficie/superfici di contatto per verificare che siano esenti da danni (per es. frammenti, graffi, ecc.). Non utilizzare né riparare se il dispositivo è danneggiato.
- EVENTUALI INCIDENTI CHE SI VERIFICANO IN RELAZIONE A QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE SEGNALATI AL FABBRICANTE E ALL'AUTORITÀ SANITARIA DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI TROVANO L'OPERATORE E/O IL PAZIENTE.



PRECAUZIONI

- Non tentare di utilizzare le lenti per vitrectomia monouso Volk®1 prima di aver completamente letto e compreso queste istruzioni per l'uso.
- Da utilizzare da parte di un medico abilitato in un metodo in linea con altre lenti oftalmiche monouso per vitrectomia a immagine diretta.
- La confezione sterile e le lenti devono essere ispezionate prima dell'uso.
- Le lenti per vitrectomia monouso Volk®1 sono concepite per essere utilizzate solo su un singolo paziente.
- Non risterilizzare né riutilizzare.
- Questo dispositivo è imballato e sterilizzato solo per uso singolo. Non riutilizzare, riciclare né risterilizzare. Il riutilizzo, il riciclo o la risterilizzazione potrebbero creare un rischio di contaminazione /o provocare infezioni o infezioni crociate al paziente, inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo potrebbe portare a lesioni, malattia o morte del paziente.

DATA DI SCADENZA

Utilizzare il dispositivo prima della data di scadenza indicata sull'etichetta della confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO SUGGERITE

- Togliere le lenti dalla confezione e metterle in un'area di lavoro sterile.
- Tutti i design delle lenti richiedono l'applicazione di metilcellulosa o altra soluzione viscosa simile sulla superficie di contatto concava (cioè tra la cornea e il dispositivo).
- Le lenti per vitrectomia monouso Volk®1 sono un dispositivo chirurgico che viene installato sulla cornea e che aiuta a migliorare l'accuratezza e la chiarezza delle immagini della retina posteriore e periferica e del corpo vitreo nel corso di interventi chirurgici.

CONSERVAZIONE

I prodotti devono essere conservati a temperatura ambiente. Gli strumenti sterili devono essere conservati in un'area che garantisce protezione contro la perdita della sterilità.

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

Lo smaltimento di questo prodotto eseguito in modo illegale può avere un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Non smaltire le lenti con i normali rifiuti urbani. Quando si smaltisce questo prodotto, seguire la procedura conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili nell'area interessata.



Sterilizzato con ossido di etilene



Non risterilizzare.



Consultare le istruzioni per l'uso per informazioni precauzionali importanti.



Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.



Data di scadenza



Numero di lotto



Numero di riferimento



Fabbricante



Rappresentante autorizzato nella Comunità europea



Dispositivo medico