



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
Email: volk@volk.com



Zástupce pro EU:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Německo
Email: info@riester.de
Phone: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Jednorázové čočky pro vitrektomii

- STERILNÍ. Sterilizováno pomocí oxidu ethylenového.
- POUZE PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ.
- NEPOUŽÍVAT, POKUD JE OBAL OTEVŘEN NEBO POŠKOZEN.
- ZÁKON USA OMEZUJE PRODEJ TOHOTO ZAŘÍZENÍ POUZE LÉKAŘŮM NEBO NA JEJICH OBJEDNÁVKU.

ČEŠTINA (CS): NÁVOD K POUŽITÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Jednorázové čočky Volk®1 pro vitrektomii jsou určeny k použití jako diagnostické čočky při vyšetření očního pozadí a k terapii nitroočních abnormalit. Jedná se o sterilní, jednorázové čočkové systémy.

SPECIFIKACE

Produkt	Kód produktu	Zvětšení	Zorné pole
Volk®1 Jednorázová plochá vitrektomie	VFD	1.00x	36°
Volk®1 Jednorázová zvětšovací vitrektomie 1.5x	VMD	1.50x	30°
Volk®1 Jednorázová širokoúhlá vitrektomie	VWFD	0.50x	48°
Volk®1 Jednorázová 30° prizmatická vitrektomie	V30PD	0.80x	33° (offset 30°)
Volk®1 Jednorázová bikonkávní vitrektomie	VBCD	1.00x	25°
Volk®1 Jednorázová plochá SSV	VFLATSSVD	0.92x	30°



UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím neponořujte zařízení do dekontaminačního produktu.
2. Zkontrolujte zařízení (zařízení), abyste se ujistili, že nejsou poškozené (např. úlomky, škrábance atd.). Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej ani jej neopravujte.
3. Zkontrolujte kontaktní povrchy, abyste se ujistili, že nejsou poškozené (např. úlomky, škrábance atd.). Nepoužívejte ani neopravujte zařízení, pokud je poškozeno.
4. JAKÁKOLIV VÁŽNÁ UDÁLOST, KTERÁ NASTALA V SOUVISLOSTI SE ZAŘÍZENÍM, MUSÍ BÝT NAHLÁŠENA VÝROBCI A PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU ČLENSKÉHO STÁTU, VE KTERÉM MÁ UŽIVATELE A/NEBO PACIENTA SÍDLU.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Nepokoušejte se použít jednorázovou vitrektomickou čočku Volk®1 před úplným přečtením a pochopením tohoto návodu k použití.
2. Používat je musí licencovaný lékař způsobem, který je v souladu s jinými oftalmologickými vitrektomickými čočkami s přímým zobrazováním.
3. Sterilní obal a čočku je třeba před použitím zkontrolovat.
4. Jednorázová vitrektomická čočka Volk®1 je určena pouze pro použití u jednoho pacienta.
5. Nesterilizujte a nepoužívejte opakovaně.
6. Toto zařízení je zabalené a sterilizováno pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně, nepracovávávejte ani nesterilizujte. Opakované použití, zpracování nebo sterilizace mohou představovat riziko kontaminace a/nebo způsobit infekci pacienta nebo křížovou infekci včetně, ale ne výlučně, přenosu infekčního onemocnění (nemoc) z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace zařízení může vést ke zranění, onemocnění nebo smrti pacienta.

DATUM EXPIRACE

ZAŘÍZENÍ POUŽIJTE PŘED DATEM EXPIRACE UVEDENÝM NA ŠTÍTKU OBALU.

DOPORUČENÉ POKYNY K POUŽITÍ

1. Vyjměte čočku z obalu a umístěte ji do sterilního pracovního prostoru.
2. Všechny typy čoček vyžadují aplikaci methylocelulózy nebo jiného podobného viskózního roztoku na konkávní kontaktní plochu (tj. mezi rohovku a zařízení).
3. Jednorázová vitrektomická čočka Volk®1 je chirurgická čočka, která se umísťuje na rohovku a zlepšuje přesnost a jasnost obrazu zadní a periferní sítnice a sklivce během chirurgického zákroku.

SKLADOVÁNÍ

Zařízení se mají skladovat při pokojové teplotě. Sterilní nástroje mají být uchovávány v prostoru, který zajišťuje ochranu před ztrátou sterility.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Likvidace tohoto produktu nezákonným způsobem může mít negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Nevyhazujte čočku do netříděného komunálního odpadu. Při likvidaci tohoto produktu dodržujte postup, který je v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší oblasti.



Sterilizováno pomocí oxidu ethylenového



Nepoužívejte opakovaně



Viz návod k obsluze pro důležité bezpečnostní informace.



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo otevřený



Datum expirace



Číslo šarže



Referenční číslo



Výrobce



Zplnomocněným zástupce v Evropském společenství



Zdravotnické zařízení

Bezplatná linka: 800-345-8655 (USA)

Telefon: 440-942-6161

Fax: 440-942-2257

Email: volk@volk.com