



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
Email: volk@volk.com



EU képviselő:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Németország
E-mail: info@riester.de
Telefon: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Egyszer használatos vitrectomia lencsék

- STERIL. ETILÉN-OXID GÁZZAL STERILIZÁLVA.
- CSAK EGYSZERI HASZNÁLATRA.
- NE HASZNÁLJA, HA A CSOMAGOLÁS FEL VAN NYITVA VAGY SÉRÜLT.
- AZ USA SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYE SZERINT AZ ESZKÖZ KIZÁRÓLAG ORVOS ÁLTAL VAGY ORVOSI RENDELETRE FORGALMAZHATÓ.

MAGYAR (HU): HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI JAVALLATOK

A Volk®1 egyszer használatos vitrectomia lencsék diagnosztikai kontaktlencseként használhatók a szemfenék vizsgálatához és szemészeti rendellenességek terápiájához. Az eszközök steril, egyszer használatos, eldobható lencserendszerek.

SPECIFIKÁCIÓK

Termék	Termék kód	Nagyítás	Látómező
Volk®1 Egyszer használatos lapos vitrectomia	VFD	1,00x	36°
Volk®1 Egyszer használatos 1,5-szeres nagyítású vitrectomia	VMD	1,50x	30°
Volk®1 Egyszer használatos széles látómezejű vitrectomia	VWFD	0,50x	48°
Volk®1 Egyszer használatos 30°-os prizmás vitrectomia	V30PD	0,80x	33° (offset 30°)
Volk®1 Egyszer használatos bikonkáv vitrectomia	VBCD	1,00x	25°
Volk®1 Egyszer használatos lapos SSV	VFLATSSVD	0,92x	30°



FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt ne ne merítse az eszközt fertőtlenítőszembe.
- Vizsgálja meg az eszköz(öke)t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e rajta sérülések (pl. csorbulás, karcolás stb.). Ne használja és ne javítsa meg az eszközt, ha sérült.
- Vizsgálja meg az érintkező felület(ek)e)t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e rajta sérülések (pl. horzsolások, karcolások stb.). Ne használja és ne javítsa meg a sérült eszközt.
- AZ ESZKÖZZEL KAPCSOLATOSAN TÖRTÉNT BÁRMELY SÚLYOS ESEMÉNYT JELENTENI KELL A GYÁRTÓNAK ILL. A FELHASZNÁLÓ ÉS/VAGY A BETEG SZÉKHELYE SZERINT TALÁLHATÓ TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGÁNAK.



ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Ne próbálja meg használni a Volk®1 egyszer használatos vitrectomia lencsét anélkül, hogy teljesen elolvasta és megértette volna ezt a használati utasítást.
- Kizárólag engedéllyel rendelkező orvos használhatja, más direkt képalakítású szemészeti vitrectomia lencsékkel összhangban.
- A steril csomagolást és a lencsét használat előtt ellenőrizni kell.
- A Volk®1 egyszer használatos vitrectomia lencse kizárólag egyetlen betegen történő használatra készült.
- Ne sterilizálja újra és ne használja fel újra.
- Ez az eszköz kizárólag egyszeri használatra van csomagolva és sterilizálva. Ne használja fel újra, ne dolgozza fel újra és ne sterilizálja újra. Az újrafelhasználás, újrafeldolgozás vagy újraszterilizálás szennyeződés kockázatát okozhatja és/vagy a beteg fertőzését vagy keresztfertőzését okozhatja, beleértve, de nem kizárólagosan, a fertőző betegség(ek) egyik betegről a másikra történő átvitelét. Az eszköz szennyeződése a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

LEJÁRATI DÁTUM

Használja a készüléket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő előtt.

JAVASOLT HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Vegye ki a lencsét a csomagolásából, és helyezze steril munkaterületre.
- Minden lencsekialakításhoz metilcellulóz vagy más hasonló viszkózus felületi oldatot kell felvinni a konkáv érintkezési felületre (azaz a szaruhártya és az eszköz közé).
- A Volk®1 egyszer használatos vitrectomia lencse egy sebészeti lencseeszköz, amelyet a szaruhártyára helyeznek, és amely segít javítani a hátsó és perifériás retina, valamint az üvegtest képeinek pontosságát és tisztaságát a sebészeti beavatkozás során.

TÁROLÁS

Az eszközöket szobahőmérsékleten kell tárolni. A steril eszközöket olyan helyen kell tárolni, amely védve van a sterilitás elvesztésétől.

A KÉSZÜLÉK ELDOBÁSA

A termék jogellenes módon történő ártalmatlanítása negatív hatással lehet az emberi egészségre és a környezetre. Ne dobja ki a lencsét válogatatlan kommunális hulladékként. A termék ártalmatlanításakor kérjük, kövesse az Ön területére vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelő eljárást.



Etilén-oxiddal sterilizálva



Ne használja újra



Fontos figyelmeztetésekről tekintse meg a használati utasítást



Ne használja, ha a csomagolás sérült vagy nyitott



Lejárati idő



Tételszám



Hivatkozási szám



Gyártó



Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben



Orvosi eszköz