



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Telefon: 440-942-6161
Faks: 440-942-2257
E-post: volk@volk.com

EC REP

EU-representant:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Tyskland
E-post: info@riester.de
Telefon: +49 74 77 / 92 70-0
Faks: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Vitrektomilinser til engangsbruk

- STERIL. STERILISERT MED ETYLENOKSIDGASS.
- KUN TIL ENGANGSBRUK.
- MÅ IKKE BRUKES HVIS PAKNINGEN ER ÅPEN ELLER SKADET.
- FØDERAL LOV (USA) BEGRENSER DENNE ENHETEN TIL SALG AV ELLER ETTER ORDRE FRA EN LEGE.

NORSK (NO): BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUKSOMRÅDE

Volk®1 vitrektomilinser til engangsbruk er indisert for bruk som diagnostiske linser ved undersøkelse av øyets fundus og til behandling av intraokulære abnormiteter. Enhetene er sterile engangsobjektiver.

SPESIFIKASJONER

Produkt	Produktkode	Forstørrelse	Synsfelt
Volk®1 Flat vitrektomilins til engangsbruk	VFD	1,00x	36°
Volk®1 1,5x forstørrende vitrektomilins til engangsbruk	VMD	1,50x	30°
Volk®1 Bredfelt vitrektomilins til engangsbruk	VWFD	0,50x	48°
Volk®1 30° prismatisk vitrektomilins til engangsbruk	V30PD	0,80x	33° (forskjøvet 30°)
Volk®1 Bikonkav vitrektomilins til engangsbruk	VBCD	1,00x	25°
Volk®1 Flat SSV vitrektomilins til engangsbruk	VFLATSSVD	0,92x	30°



ADVARSLER

- Ikke senk enheten ned i et dekontamineringsmiddel før bruk.
- Kontroller at enheten(e) ikke er skadet (f.eks. fliser, riper osv.). Ikke bruk eller reparer enheten dersom den er skadet.
- Kontroller at kontaktfaten(e) ikke er skadet (f.eks. fliser, riper osv.). Ikke bruk eller reparer enheten dersom den er skadet.
- ENHVER ALVORLIG HENDELSE SOM HAR OPPSTÅTT I FORBINDELSE MED ENHETEN, SKAL RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN OG DEN KOMPETENTE MYNDIGHETEN I DEN MEDLEMSSTATEN DER BRUKEREN OG/ELLER PASIENTEN ER ETABLERT.



FORHOLDSREGLER

- Ikke forsøk å bruke Volk®1 vitrektomilins til engangsbruk før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.
- Skal brukes av en lisensiert lege på samme måte som andre oftalmiske vitrektomilinser med direkte avbildning.
- Den sterile emballasjen og linsen skal inspiseres før bruk.
- Volk®1 vitrektomilins til engangsbruk er kun beregnet for bruk på én pasient.
- Må ikke resteriliseres og brukes på nytt.
- Denne enheten er pakket og sterilisert kun for engangsbruk. Må ikke gjenbrukes, reposseseres eller resteriliseres. Gjenbruk, repossesering eller resterilisering kan medføre risiko for kontaminering og/eller føre til pasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av infeksjonssykdom(mer) fra én pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan føre til skade, sykdom eller død hos pasienten.

UTLØPSDATO

Bruk enheten før utløpsdatoen på pakningsetiketten.

BRUKSANVISNING

- Ta linsen ut av emballasjen og plasser den i et sterilt arbeidsområde.
- Alle linsedesignene krever at metylcellulose eller en annen lignende viskøs grensesnittløsning påføres den konkave kontaktfaten (dvs. mellom hornhinnen og enheten).
- Volk®1 Vitrektomilins til engangsbruk er en kirurgisk linse som plasseres på hornhinnen og bidrar til å forbedre nøyaktigheten og klarheten i bildene av den bakre og perifere netthinnen og av glasslegemet under kirurgiske inngrep.

OPPBEVARING

Enheter skal oppbevares ved romtemperatur. Sterile instrumenter skal oppbevares i et område som gir beskyttelse mot tap av sterilitet.

KASSERING

Ulovlig kassering av dette produktet kan ha en negativ innvirkning på menneskers helse og på miljøet. Ikke kast linsen som usortert kommunalt avfall. Når du kasserer dette produktet, må du følge prosedyren som er i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder i ditt område.



Sterilisert med etylenoksid



Må ikke gjenbrukes



Se bruksanvisningen for viktig informasjon om forsiktighetsregler



Må ikke brukes hvis emballasjen er åpnet eller skadet



Utløpsdato



Partinummer



Referansenummer



Produsent



Autorisert representant i Den europeiske union



Medisinsk utstyr